

# INSTRUCȚIUNI

## privind prelevarea probelor de apă pentru analiză

### 1. Prelevarea probelor de apă uzată din canalizare, bazine vidanjabile sau alte surse

Proba de apă se va aduce într-un:

- ✓ recipient curat din plastic (2 L);
- ✓ recipient din sticlă (1 L), furnizat de laborator sau din dotarea clientului, pentru determinarea substanțelor extractibile.

#### **Tehnica de prelevare:**

- Se folosește o găleată de 5 L, prevăzută cu o sfoară suficient de lungă pentru a permite imersarea găleții sub nivelul apei din locul de prelevare;
- se umple pe jumătate și se clătește găleata;
- Se aruncă proba de apă și se repetă operația încă o dată, prelevându-se un volum minim de 3 L;
- Se omogenizează conținutul găleții și se umple flaconul de plastic. Recipientul din sticlă pentru determinarea substanțelor extractibile se umple doar 3/4.

**Notă: Probele de apă, potabilă sau uzată, vor fi aduse la laborator în maxim 6h de la prelevare.**

Adresa laboratorului:

**Str. Apeductului nr. 54-56 cartier Unirii (Uzina de apă), Targu Mures, tel: 0265 208 876**

**Pentru informatii suplimentare puteți suna la telefon: 0758 020164, L-V: 9 – 14**

Facturarea și plata serviciilor se face la caseria societății, pe baza dispoziției de plată întocmită de laborator.

#### **COMPANIA AQUASERV S.A. TÎRGU-MUREȘ**

540297 Tîrgu-Mureș, str. Kós Károly nr.1,

#### **Program casierie**

- Luni – Joi – 10:00 – 14:00
- Vineri – 10:00 – 13:30